


Schlaganfall- Risiko senken – für mich und meine Liebsten

Erhältlich in Ihrer Apotheke



apornorm® Professional-Modelle –
Ihr Warnsystem bei Vorhofflimmern,
Schlaganfall-Ursache Nr. 1¹



¹Integrierte Afib-Technologie kann nachweislich Vorhofflimmern erkennen; verschiedene Studien unabhängiger Institute, wie z.B. der Oxford University, American Journal of Cardiology etc. (Daten liegen vor, siehe www.apornorm.de/studien).

Eine Qualitäts-
marke von



aponorm® Professional-Blutdruckmessgeräte – Ihr Vorhofflimmern-Warnsystem

Die aponorm® Professional-Modelle verfügen über eine spezialisierte Technologie, die es Ihnen nachweislich ermöglicht, Ihr Herz bei der regelmäßigen Blutdruckmessung zu Hause auf Vorhofflimmern zu kontrollieren. Die Microlife AFIB_{sens}-Technologie erkennt Vorhofflimmern mit höchster Genauigkeit, was in mehreren mit EKG vergleichenden Studien nachgewiesen wurde (Sensitivität 98%, Spezifität 92%).¹

Durch die Häufigkeit der Messung steigt die Chance, die tückische, oftmals sporadisch und symptomlos auftretende Herzrhythmusstörung zu erkennen. So können Sie Gegenmaßnahmen ergreifen und Ihr Risiko für einen folgenschweren Schlaganfall senken.

Hinweis: Das Gerät ist lediglich zur Prophylaxe geeignet und ersetzt nicht die Diagnose des ärztlichen Fachpersonals. Zeigt das Gerät häufiger an, dass Vorhofflimmern erkannt wurde, ist ein Arztbesuch anzuraten, um weitere Diagnoseschritte einzuleiten.



PRODUKTVIDEOS
unter www.aponorm.de

Die Vorhofflimmern-Spezialisten
unter den Blutdruckmessgeräten

AFIB
sens



¹ Verschiedene Studien unabhängiger Institute, wie z.B. der Oxford University, American Journal of Cardiology etc. (Daten liegen vor, siehe www.aponorm.de/studien).


Vorhofflimmern – die unsichtbare Gefahr.

Allein in Deutschland erleiden jedes Jahr ca. 270.000 Menschen einen Schlaganfall. Jeder 3. davon zieht dauerhafte Schäden bis hin zum Tod nach sich. Schlaganfälle rangieren dadurch gleich nach Herzschwäche und Herzinfarkt auf Platz 3 der Todesursachen in Deutschland.¹

Jeder 5. Schlaganfall geht dabei auf unerkanntes Vorhofflimmern zurück²: Vorhofflimmern selbst ist nicht lebensgefährlich, kann aber in der weiteren Folge zum Schlaganfall führen.

Bei Vorhofflimmern „flimmern“ die Herzvorhöfe in einem schnellen, unregelmäßigen Rhythmus. Dadurch kann sich Blut in den Vorhöfen des Herzens stauen, verklumpen und Blutgerinnsel bilden. Diese Blutgerinnsel können dann durch den Blutstrom bis zum Gehirn wandern, dort die Blutgefäße verstopfen und letztlich einen Schlaganfall auslösen.

Dabei ist Vorhofflimmern sehr tückisch: Etwa 70% der Vorhofflimmern-Attacken verlaufen symptomlos und bleiben dadurch unbemerkt.



Das Risiko für Vorhofflimmern steigt mit einem Alter von ca. 50 Jahren stetig an. Bestimmte Risikofaktoren begünstigen Vorhofflimmern zusätzlich:



Hinzu kommt, dass Vorhofflimmern nur unregelmäßig auftreten kann und daher selbst bei sporadischen Arztbesuchen übersehen werden kann.³

Die Regelmäßigkeit der Kontrolle ist daher entscheidend für die rechtzeitige Früherkennung von Vorhofflimmern. Denn etwa 80 % der Schlaganfälle wären durch eine entsprechende Prophylaxe und frühe Gegenmaßnahmen vermeidbar.⁴

Mit den aponorm® Professional-Modellen haben Sie die Möglichkeit, Ihr Herz während einer normalen Blutdruckmessung gleichzeitig auch auf Vorhofflimmern zu überprüfen. Ganz bequem und einfach in wenigen Minuten von zu Hause aus. So können Sie in engmaschigen Zeitabständen (z. B. täglich oder wöchentlich) eine Kontrolle auf Vorhofflimmern durchführen.

¹Heuschmann PU et al.: Schlaganfallhäufigkeit und Versorgung von Schlaganfallpatienten in Deutschland. Frequency and care of stroke in Germany. Akt Neurol 2010; 37: 333-340.
²Hindricks G et al. Eur Heart J 2021 Feb 1;42(5):373-498.
³Wynn GJ, Todd DM, Webber M, et al. The European Heart Rhythm Association symptom classification for atrial fibrillation: validation and improvement through a simple modification. Europace. 2014;16(7):965-972. doi:10.1093/europace/eut395
⁴Data and Statistics – WHO Data and Statistics 2021 – URL: <https://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/cardiovascular-diseases/data-and-statistics>

Professional Control

Der Vorhofflimmern-Spezialist mit Basis-Ausstattung



PZN 15269067


KLINISCH+ VALIDIERT

5 Jahre Garantie⁵

Geeignet u. a. für



Funktionen im Überblick



Validierungen

BIHS | ISO 81060-2:2018



Technische Daten

Größe: 138 x 94,5 x 62,5 mm
 Gewicht inkl. Batterien: 402 g
 Messtechnik: Oszillometrisch-Deflatorisch
 Messbereich: SYS: 60 - 255 mmHg
 DIA: 40 - 200 mmHg
 Puls: 40 - 199 Schläge/Min.

Lieferumfang

- Oberarm-Blutdruckmessgerät
- Konische Bügelmanschette Universalgr. M-L (22-42 cm, latexfrei)
- Gebrauchsanweisung & Garantiekarte
- Blutdruckpass mit 8 Goldenen Regeln der Blutdruckmessung
- Manschettenmaßband
- Aufbewahrungstasche
- 4 Batterien Größe AA

Professional Touch

Der Vorhofflimmern-Spezialist mit Premium-Ausstattung



PZN 12393720


KLINISCH+ VALIDIERT

5 Jahre Garantie⁵

Geeignet u. a. für



Funktionen im Überblick



Validierungen

BIHS | ISO 81060-2:2013



Technische Daten

Größe: 160 x 82 x 35 mm
 Gewicht inkl. Batterien: 312 g
 Messtechnik: Oszillometrisch-Deflatorisch
 Messbereich: SYS: 60 - 255 mmHg
 DIA: 40 - 200 mmHg
 Puls: 40 - 199 Schläge/Min.

Lieferumfang

- Oberarm-Blutdruckmessgerät
- Software & USB-Kabel für PC-Auswertung
- Vorgeformte Komfort-Schalenmanschette Universalgr. M-L (22-42 cm, latexfrei)
- Standfuß für Gerät und Manschette
- Gebrauchsanweisung & Garantiekarte
- Manschettenmaßband
- Aufbewahrungstasche
- 4 Batterien Größe AAA

⁵Garantie erstreckt sich nicht auf Verschleißteile, Batterien und Zubehör gemäß Angaben in der Gebrauchsanweisung (Auf die Manschette eine Funktionsgarantie von 2 Jahren).
⁶In Anlehnung an die Nationale Versorgungsleitlinie Hypertonie 2023, abrufbar unter www.leitlinien.de/themen/hypertonie, wahlweise Einfachmessung einstellbar.
⁷Messung im Einfachmodus oder bei Dreifachmessung ohne Berücksichtigung der Vorhofflimmern-Erkennung empfohlen.

Sie haben noch Fragen?

apornorm®
die marke der apotheke

Wenden Sie sich gerne an das Fachpersonal in unserer Apotheke!



Best.-Nr. 046951, Stand 02/2024

Vertrieb durch:



WEPA Apothekenbedarf GmbH & Co KG
56204 Hillscheid
www.wepa-apothekenbedarf.de

